

grenzenlos im Detail!

▶▶ Mini PortLed (de/en)

- ▶▶ intensive Lichtleistung / intensive Lightning
- ▶▶ 5 einstellbare Helligkeitsstufen / 5 adjustable brightness levels
- ▶▶ wasserdicht / water resistant
- ▶▶ inkl. magnetischem USB ladechip / incl. USB-Magnetic chip
- ▶▶ ergonomisches Design / ergonomic design
- ▶▶ Batterie mit langer Lebensdauer / long life time battery




Technical Data

Emos Mobile Lightsource	
Model / model	Mini PortLed
Größe / length	63 mm x 21 mm
Gewicht / weight	51g inkl. Batterie / 51g including battery
Watt / watt	10 Watt
Helligkeit / Brightness	Max 1000 Lumen / Max 1000 lumens
Helligkeitsstufen / brightness level	Turbo Hoch Medium schwach dunkel Turbo High Medium Low Moon
Artikelnummer / item no.	200.02531.02

TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW	MOON
37 MINS	45 MINS	3H 40 MINS	20 HR	8 DAYS



Zubehör / Accessories

Bild /Picture	Artikelnummer / Item No.	Beschreibung / Description	VE / PU
	370.00362.00	Reinigungsadapter für Mobile Lichtquelle Cleaning Adaptors for Mobil Lightsource chip	1 Stk. / 1 pc.