



# OP-Hysteroskop

OP hysteroscope



# OP-Hysteroskop

## OP hysteroscope



## Technische Daten

### Technical Data

| Standard Form / Standard Style |                                   | HX5731F.01      |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| instrument size<br>(Charr.):   | Länge / Length                    | 191 mm          |
|                                | Außenrohr / Outer tube dim.       | 4,4 mm          |
|                                | Arbeitskanal / Working channel    | 9,3 Charr.      |
|                                | Blickrichtung / Direction of view | 12°             |
|                                | Öffnungswinkel / Field of view    | 75°             |
|                                | Bildpunkte / Pixel                | Rod lens system |
|                                | Modell / Model                    | Bichler         |
|                                | Artikel Nr. / Item no.            | HX5731F.01      |



| Zubehör / accessories   | Artikel Nr. / Item no. |
|---|------------------------|
| Außenschaft mit 2 starren Hähnen, 19 Charr. /<br>Outer sheath with 2 fixed stopcocks (Quick lock), 19 Fr. | 370.00978.00           |